

Att tänka på vid insändande av prover inom kalvpaketet

För tillförlitliga analysresultat behöver analysen utföras inom rätt tid och proverna vara av god kvalitet, korrekt provtagning, förvaring och transport.

	Undersökning	Hur ska proverna förvaras innan de kan skickas?	När ska proverna senast skickas in? (om nära helg se sista kolumnen)	Kan proverna tas på en torsdag eller fredag?
Träckprov	<i>E. coli</i> F5	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	NEJ. Bör ej tas torsdag eller fredag
	<i>Cryptosporidium</i>	Kyl 4°C (Får ej frysa)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag
	Rotavirus	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag
	<i>Eimeria</i> (Koccidier)	Kyl 4°C (Får ej frysa)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag
	Salmonella	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	NEJ. Bör ej tas torsdag eller fredag
	Coronavirus (PCR)	Kyl 4°C	Skickas samma dag som provtagning	NEJ. Bör ej tas torsdag eller fredag
Nässvabb (e-svabb)	RS-virus (PCR)	Kyl 4°C	Skickas samma dag som provtagning	NEJ. Bör ej tas torsdag eller fredag
	Bakteriologi	Kyl 4°C	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	NEJ. Bör ej tas torsdag eller fredag
	<i>Mycoplasma bovis</i> (PCR)	Kyl 4°C	Skickas samma dag som provtagning	NEJ. Bör ej tas torsdag eller fredag
Blodprover se nästa sida				

Att tänka på vid insändande av prover inom kalvpaketet

För tillförlitliga analysresultat behöver analysen utföras inom rätt tid och proverna vara av god kvalitet, korrekt provtagning, förvaring och transport.

	Undersökning	Hur ska proverna förvaras innan de kan skickas?	När ska proverna senast skickas in? (om nära helg se sista kolumnen)	Kan proverna tas på en torsdag eller fredag?
Blodprov	Totalprotein	Kyl 4°C (helblod) eller frys (serum)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Kan även skickas på torsdagar eller fredagar.
	Lungmask	Kyl 4°C (helblod) eller frys (serum)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl eller frys över helgen och skickas måndag
	Selen	Kyl 4°C (EDTA eller heparinrör)	Så snart som möjligt (inom ett dygn)	JA. Sparas i kyl över helgen och skickas måndag

PACKA OCH SKICKA PROVER

Förpackningen ska bestå av

- Tätt primärkärl, till exempel glas- eller plaströr med tätslutande lock.
- Ett absorberande material som har förmåga att suga upp hela provvolymen.
- En tät och skyddande sekundärförpackning, till exempel skyddshylsa.
- Skyddande ytterförpackning.

Läs mer här:

<https://www.sva.se/analyser-och-produkter/skicka-in-prover-och-djurkroppar#packa-prover>

Du kan även beställa provpåsar på SVA:s hemsida, se länken ovan.

POSTEN

Postnord skriver på sin hemsida att brev kommer fram inom två vardagar vilket vi har räknat med här. Ingen tömning av brevlådor sker på söndagar sedan 1 juli 2019.